



RELiance ORTHODONTIC PRODUCTS, INC.

1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA
1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only
RelianceOrthodontics.com



RelianceOrthodontics.com



ITC TRANSLATIONS

ITC USA
2000 PGA Blvd., Suite 4440
Palm Beach Gardens, FL 33408



EC REP

MD



EMERGO EUROPE

Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

AUSTRALIAN SPONSOR

EMERGO AUSTRALIA

Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex St, Sydney,
NSW 2000, Australia

U.K. PERSON RESPONSIBLE

EMERGO CONSULTING (UK) LIMITED

c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge
CB24 9BZ
England, United Kingdom

SWITZERLAND AUTHORIZED REPRESENTATIVE

MedEnvoy Global BV
Leidschendam-Voorburg, Zug Branch Office
Gothardstrasse 28, 6302 Zug, Switzerland



RESTORE™ DIAMOND POLISHING PASTE



EN - ENGLISH

INDICATIONS FOR USE:

Restore™ diamond polishing paste is intended for use in restoring an aesthetic polish on porcelain, zirconia or ceramic surfaces following orthodontic

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Rinse the zirconia, ceramic or porcelain surface with water.
2. Apply Restore™ liberally to the surface.
3. Polish with a Prophy cup or soft buff.
4. Rinse with water.

Repeat process above to enhance luster.

TEMPERATURE LIMITATION: Store at room temperature (15-25°C)

CAUTION: DO NOT REUSE IF SYRINGE BECOMES CONTAMINATED. AVOID CONTACT OF THE REUSABLE PARTS WITH THE PATIENTS MOUTH. USE NEW, UNCONTAMINATED GLOVES. APPLY DISPOSABLE BARRIER SLEEVES/WRAPS BEFORE EACH PATIENT.

◆ Avoid contact with skin and eyes.

Protective eyewear should be worn by the patient and dental staff.

PATIENT POPULATION: The intended patient population is pediatric and adults requiring orthodontic treatment as indicated by clinicians.

CONTRAINDICATIONS: Bonding attachments to patients with compromised oral health, such as poor oral hygiene, periodontal disease, or preexisting dental conditions (i.e., decalcification, carious lesions, large restorations) can increase the risk of tooth damage.

SAFE DISPOSAL: Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation, a licensed hazardous- waste disposal contractor or collection site except for empty clean containers which can be disposed of as non-hazardous waste, a hazardous or special waste collection point.

WARRANTY: Reliance Orthodontic Products, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontics Products, Inc. does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from use of or suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connections therewith.

RX ONLY: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

NOTICE: Report any serious incident to Reliance and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.

TO REORDER: #RESPP2

BG - BULGARIAN

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: Диамантената полираща паста Restore™ е предназначена за използване при възстановяване на естетичното полиране върху порцеланови, циркониеви или керамични повърхности след отстраняване на ортодонтски уред.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Изплакнете циркониевата, керамичната или порцелановата повърхност с вода.
2. Нанесете Restore™ обилно върху повърхността.
3. Полирайте с полирна чашка или мек материал.
4. Изплакнете с вода.

Повторете процеса по-горе, за да подобрите блясъка.

ТЕМПЕРАТУРНО ОГРАНИЧЕНИЕ: Да се съхранява на стайна температура (15-25°C)

ВНИМАНИЕ: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВТОРНО, АКО СПРИНЦОВКАТА СЕ ЗАМЪРСИ. ИЗБЯГВАЙТЕ КОНТАКТ НА ЧАСТИТЕ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА С УСТАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ. ИЗПОЛЗВАЙТЕ НОВИ, НЕЗАМЪРСЕНИ РЪКАВИЦИ. СЛАГАЙТЕ БАРИЕРНИ РЪКАВИ/ОБВИВКИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ПРЕДИ ВСЕКИ ПАЦИЕНТ.

◆ Избягвайте контакт с кожата и очите.

Предпазни очила трябва да се носят от пациента и стоматологичния персонал.

ПАЦИЕНТНА ПОПУЛАЦИЯ: Целевата популация пациенти е педиатрична и възрастна, нуждаеща се от ортодонтско лечение съгласно посоченото от клиницистите.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Залепването на приставки при пациенти с компрометирано орално здраве, като лоша орална хигиена, пародонтално заболяване или съществуващи зъбни заболявания (напр. декалцификация, кариозни лезии, големи реставрации) може да повиши риска от увреждане на зъбите.

БЕЗОПАСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ: Изхвърляйте съдържанието и съда в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби, при лицензиран изпълнител за обезвреждане на опасни отпадъци или място за събиране, с изключение на празни чисти съдове, които могат да се изхвърлят като неопасни отпадъци, пункт за събиране на опасни или специални отпадъци.

ГАРАНЦИЯ : Reliance Orthodontics Products, Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се докаже, че са дефектни. Reliance Orthodonticss Products, Inc. не поема отговорност за вреди или загуби, преки или последващи, произтичащи от използването или пригодността на продукта за предназначението му. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ: Федералният закон на САЩ ограничава продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живееят.

CS - CZECH

INDIKACE K POUŽITÍ: Diamantová leštící pasta Restore™ je určena k obnovení estetického lesku na porcelánových, zirkoniových nebo keramických površích po odstranění ortodontického aparátu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Opláchněte zirkoniový, keramický nebo porcelánový povrch vodou.
2. Na povrch naneste libovolně Restore™.
3. Vyleštěte profylakčnim pohárkem nebo měkkým leštícím kotoučem.
4. Opláchněte vodou.

Opakováním výše uvedeného postupu zvýšíte lesk.

OMEZENÍ TEPLOTY: Uchovávejte při pokojové teplotě (15–25°C)

POZOR: NEPOUŽÍVEJTE STŘÍKAČKU ORAKOVANĚ, POKUD DOJDE K JEJÍ KONTAMINACI. OPAKOVATELNĚ POUŽITELNÉ DÍLY NESMÍ PŘIJÍT DO KONTAKTU S ÚSTY PACIENTŮ. POUŽÍVEJTE NOVÉ, NEKONTAMINOVANÉ RUKAVICE. PŘED KAŽDÝM PACIENTEM NASAŽTE JEDNORÁZOVÁ BARIÉROVÁ POUZDRA/ OBALY

◆ Zabraňte kontaktu s kůží a očima.

Jak pacient, tak stomatologický personál by měli mít ochranné brýle.

POPULACE PACIENTŮ: Prostředek je určen pro pediatrické a dospělé pacienty vyžadující ortodontický zákrok podle indikace klinického stomatologa.

KONTRAINDIKACE: Lepení zubních náhrad pacientům s horším zdravotním stavem ústní dutiny, jako je špatná ústní hygiena, parodontální onemocnění nebo již existující zubní potíže (např. odvápnění, kazivé léze, velké výplně), může zvýšit riziko poškození zubů.

BEZPEČNÁ LIKVIDACE: Obsah a obal odevzdejte na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy, licencovanému poskytovateli služeb likvidace nebezpečného odpadu nebo ve sběrném středisku, s výjimkou prázdných čistých nádob, které lze likvidovat jako odpad, který není

nebezpečný, likvidujte veškerý materiál předáním na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu.

ZÁRUKA: Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. uznává svou odpovědnost za výměnu produktů, pokud se ukáže, že jsou vadné. Společnost Reliance Orthodontics Products, Inc. nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel přebírá veškeré riziko a odpovědnost v souvislosti s tím.

POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS: USA Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objednávky zubního lékaře nebo na jejím základě.

POZNÁMKA: Oznamte společnosti Reliance a příslušnému orgánu státu, ve kterém uživatel a/ nebo pacient sídlí, jakoukoli závažnou událost.

DA - DANISH

INDIKATIONER Restore™ diamantpoleringspasta er beregnet til brug i gendannelse af en æstetisk polering på porcelæn, zirkonium eller keramiske overflader efter fjernelse af ortodontisk anordning.

BRUGSANVISNING :

1. Skyl zirconium-, keramik- eller porcelænsoverflade med vand.
2. Påfør overfladen med rigeligt Restore™.
3. Poler med en profy-kapsel eller blød polerskive.
4. Skyl med vand.

Gentag processen ovenfor for at forhøje glansen.

TEMPERATURBEGRÆNSNING: Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C)

ADVARSEL: GENANVEND IKKE, HVIS SPRØJTEN BLIVER KONTAMINERET UNDGA KONTAKT MED DE GENANVENDELIGE DELE OG PATIENTENS MUND. BRUG NYE, UKONTAMINEREDE HANDSKER. ANVEND ENGANGS-BESKYTTELSESÆRMER/ OMSLAG FØR HVER PATIENT.

◆ Undgå kontakt med hud og øjne.

Beskyttelsesbriller bør bæres af patienten og tandlægepersonalet.

PATIENTPOPULATION: Produktet er tilsigtet pædiatriske patienter, samt voksne, som anbefales klinisk ortodontisk behandling.

KONTRAINDIKATIONER: Det kan øge risici for tandskader at binde vedhæftninger hos patienter med dårlig tand- og mundsundhed, såsom dårlig tandhygiejne, parodontose eller forudeksisterende tandsygdomme (f.eks. afkalkning, karies, store rekonstruktioner).

SIKKERT BORTSKAFFELSE: Indhold og beholder bør bortskaffes som specialaffald eller farligt affald i henhold til lokal, regional, national or/eller international lovgivning af en godkendt renovationsvirksomhed eller på et godkendt sted, undtagen tomme, rengjorte beholdere, som kan bortskaffes som ikke-farligt affald på et affaldssted til farligt eller specialaffald.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig ansvaret for at erstatte et produkt, der viser sig at være defekt. Reliance Orthodontics Products, Inc. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller efterfølgende, der stammer fra brug af eller egnethed af produktet til dets tilsigtede brug. Brugeren påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med brugen.

KUN ORDINATION Amerikansk Føderal lov forbeholder dette produkt til salg af eller efter ordre fra en tandlæge.

BEMÆRK: Enhver alvorlig hændelse skal rapporteres til Reliance og den kompetente myndighed i den stat, hvor brugeren og/eller patienten bosiddende.

DE - GERMAN

ANWENDUNGSHINWEISE: Restore™ Diamant-Polierpaste ist zur Verwendung bei der Wiederherstellung eines ästhetischen Glanzes auf Porzellan-, Zirkonoxid- oder Keramikoberflächen nach Entfernung der kieferorthopädischen Apparatur vorgesehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Die Zirkonoxid-, Keramik- oder Porzellanoberfläche mit Wasser abspülen.
2. Restore™ großzügig auf die Oberfläche auftragen.

3. Mit einem Prophy-Kelch oder einer weichen Polierscheibe polieren.

4. Die Oberfläche mit Wasser abspülen.

Den obigen Vorgang wiederholen, um den Glanz zu verstärken.

TEMPERATURBEGRENZUNG: Bei Raumtemperatur lagern (15-25°C)
VORSICHT: NICHT WIEDERVERWENDEN. WENN DIE SPRITZE KONTAMINIERT WIRD. DEN KONTAKT DER WIEDERVERWENDBAREN TEILE MIT DEM MUND DES PATIENTEN VERMEIDEN. NEUE, NICHT KONTAMINIERTE HANDSCHUHE VERWENDEN. VOR JEDEM PATIENTEN EINWEG-BARRIERESTULPEN/-UMHÄNGE ANLEGEN.

◆ Den Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Sowohl der / die Patientin als auch das zahnärztliche Personal sollten eine Schutzbrille tragen.

PATIENTENGROPPE: Die vorgesehene Patientengruppe sind Kinder und Erwachsene, welche nach entsprechender Rücksprache mit dem behandelnden Arzt eine kieferorthopädische Behandlung benötigen.

KONTRAINDIKATIONEN: Die Befestigung von Zahnersatz bei Patienten mit Oralen Gesundheitsproblemen, wie z. B. schlechter Mundhygiene, Parodontalerkrankungen oder bestehenden Zahnerkrankungen (d. h. Entkalkung, kariöse Läsionen, umfangreiche Restaurationen) kann zu einem erhöhten Risiko von Zahnschäden führen.

SICHERE ENTSORGUNG: Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Problemabfallentsorgung, einem zugelassenen Unternehmen für die Entsorgung von Problemabfällen oder einer Sammelstelle für Problemabfälle zuführen. Ausgenommen sind leere, saubere Behälter, welche als nicht gefährlicher Abfall entsorgt werden können.

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. nimmt seine Verantwortung ernst und ersetzt Produkte, die nachweislich defekt sind. Reliance Orthodontics Products, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung oder der Eignung des Produkts für den Verwendungszweck resultieren. Der Benutzer übernimmt das gesamte Risiko und die damit zusammenhängende Haftung.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG: Nach dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes abgegeben werden.

HINWEIS: Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall an Reliance und die zuständige Behörde des (Bundes-)Staates, in dem der Benutzer bzw. der Patient niedergelassen ist.

EL - GREEK

ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η πάστα στίλβωσης με διαμάντια Restore™ προορίζεται για την αποκατάσταση της στίλβωσης για αισθητικούς λόγους σε πορσελάνη, ζirkονία ή κεραμικές επιφάνειες μετά από την αφαίρεση της ορθοδοντικής συσκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Ξεπλύνετε με νερό την επιφάνεια από ζirkονία, κεραμικό ή πορσελάνη.
2. Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα Restore™ στην επιφάνεια.
3. Στίλβώστε με ένα κυπελλοειδές προφύλαξης ή απαλό στίλβωτικό.
4. Ξεπλύνετε με νερό.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να βελτιώσετε τη σιλπιτότητα.

ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (15-25°C)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΜΟΥΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΝΕΑ, ΜΗ ΜΟΥΛΥΣΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ. ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΝΙΚΑ / ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ.

◆ Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τους

οφθαλμούς.

Τόσο ο ασθενής όσο και το οδοντιατρικό προσωπικό θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: Ο πληθυσμός ασθενών για τον οποίο προορίζεται είναι οι παιδιατρικοί και ενήλικοι ασθενείς που χρειάζονται ορθοδοντική θεραπεία όπως υποδεικνύεται από τους οδοντιάτρους.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΙΕ: Η συγκόλληση εξαρτημάτων σε ασθενείς με κακή στοματική υγεία, όπως κακή στοματική υγιεινή, περιοδοντική νόσο ή προϋφιστάμενες οδοντικές παθήσεις (π.χ. απασβέστωση, βλάβες από τερηδόνα, μεγάλες αποκαταστάσεις) μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο βλάβης των δοντιών.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ: Απορρίψτε το περιεχόμενο και τον περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ή/και διεθνείς κανονισμούς, σε αδειοδοτημένο εργολάβο διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων ή σε χώρο συλλογής, εξαιρουμένων κενών, καθαρών περιεκτών που μπορούν να διατεθούν ως μη επικίνδυνα απόβλητα, σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Η Reliance Orthodontic Products, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της να αντικαταστήσει τα προϊόντα εάν αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικά. Η Reliance Orthodontic Products, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιοεσδήποτε ζημιές ή απώλειες, άμεσες ή παρεπόμενες, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη σχετική με το παρόν.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΗΠΑ Ο ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ή κατόπιν εντολής οδοντιάτρου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν στη Reliance και την αρμόδια αρχή της πολιτείας στην οποία βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

ES - SPANISH

INDICACIONES DE USO: La pasta diamantada para pulir Restore™ está diseñada para el uso en la restauración de un pulido estético en superficies de porcelana, zirconio o cerámica después de retirar un aparato de ortodoncia.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Enjuague con agua la superficie de zirconio, cerámica o porcelana.
2. Aplique Restore™ generosamente a la superficie.
3. Pula con una copa para profilaxis o con un pulidor suave.
4. Enjuague con agua.

Repita el proceso anterior para aumentar el brillo.

LIMITACIÓN DE TEMPERATURA: Conserve a temperatura ambiente (15-25 °C)

PRECAUCIÓN: NO REUTILICE EL PRODUCTO SI SE CONTAMINA LA JERINGA. EVITE EL CONTACTO DE LAS PARTES REUTILIZABLES CON LA BOCA DEL PACIENTE. USE GUANTES NUEVOS, NO CONTAMINADOS. USE MANGAS/ENVOLTURAS DE PROTECCIÓN DESECHABLES ANTES DE CADA PACIENTE.

◆ Evite el contacto con la piel y los ojos.

Tanto el paciente como el personal odontológico deben usar protección ocular.

POBLACIÓN DE PACIENTES: La población de pacientes objetivo son niños y adultos que necesitan un tratamiento de ortodoncia según las indicaciones de los médicos.

CONTRAINDICACIONES: La colocación de aditamentos en los pacientes con una salud bucal delicada, como una higiene bucal deficiente, enfermedad periodontal o enfermedades dentales preexistentes (es decir, descalcificación, lesiones por caries, restauraciones grandes) puede aumentar el riesgo de daño dental.

ELIMINACIÓN SEGURA: Elimine el contenido y los envases en los puntos de recolección

de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales o internacionales, un centro de recolección o contratista autorizado para la eliminación de residuos peligrosos, excepto en el caso de los envases limpios y vacíos que pueden eliminarse como residuos no peligrosos, en un punto de recolección de desechos peligrosos o especiales.

GARANTÍA: Reliance Orthodontic Products, Inc. reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se demuestra que son defectuosos. Reliance Orthodontic Products, Inc. no asume responsabilidad alguna por daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que surjan del uso o de la incapacidad para usar los productos como se describe. El usuario asume todo el riesgo y la responsabilidad en relación con ello.

VENTA BAJO RECETA: Las leyes federales de los EE.UU. exigen que la venta de este dispositivo se realice solo a través de un profesional odontológico o por indicación de este.

AVISO: Informe cualquier incidente grave a Reliance y a la autoridad competente del estado en el que se encuentre el usuario y/o el paciente.

FR - FRENCH

INDICATIONS D'UTILISATION : La pâte à polir diamant Restore™ est destinée à être utilisée pour restaurer un poli esthétique sur des surfaces en porcelaine, de zircon ou de porcelaine après la dépose d’un appareil orthodontique.

MODE D'EMPLOI :

1. Rincer la surface de la zirconie, de la céramique ou de la porcelaine avec de l’eau.
2. Appliquer généreusement de la pâte Restore™ sur la surface.
3. Polir avec une cupule de prophylaxie ou un polissage doux.
4. Rincer à l’eau.

Répéter le processus ci-dessus pour améliorer l’éclat.

LIMITES DE LA TEMPÉRATURE: À conserver à température ambiante (15-25°C)

ATTENTION : NE PAS RÉUTILISER SI LA SERINGUE EST CONTAMINÉE. ÉVITER LE CONTACT DES PIÈCES RÉUTILISABLES AVEC LA BOUCHE DU PATIENT. UTILISER DES GANTS NEUFS ET NON CONTAMINÉS. APPLIQUER DES MANCHONS / ENVELOPPES BARRIÈRES JETABLES AVANT CHAQUE PATIENT.

◆ Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Le patient et le personnel dentaire doivent porter une protection oculaire.

POPULATION DE PATIENTS: La population visée est celle des patients pédiatriques et adultes nécessitant un traitement orthodontique prescrit par les cliniciens.

CONTRE-INDICATIONS: Les fixations adhésives chez des patients présentant une santé bucco-dentaire altérée, comme une mauvaise hygiène bucco-dentaire, une maladie parodontale ou des problèmes dentaires préexistants (décalcification, lésions carieuses, restaurations importantes) peuvent augmenter le risque de lésions dentaires.

ÉLIMINATION SÛRE: Éliminer le contenu et le contenant dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale, dans une entreprise d’élimination des déchets dangereux agréée ou dans un site de collecte, à l’exception des contenants vides et propres qui peuvent être éliminés avec les déchets non dangereux, dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

GARANTIE : Reliance Orthodontic

Products, Inc. reconnaît la responsabilité qui lui incombe de remplacer tout produit prouv  defectueux. Reliance Orthodontic Products, Inc. n'accepte aucune responsabilit  pour tout dommage ou perte, direct(e) ou indirect(e), d coulant de l'utilisation ou de l'incapacit  d'utiliser les produits aux fins indiqu es. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilit s y aff rents.

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE :  TATS-UNIS La loi f d rale limite la vente de ce dispositif   la vente par ou sur ordre d'un professionnel dentaire.

REMARQUE: tout incident s rieux doit  tre signal    Reliance ainsi qu'  l'instance comp tente de l' tat o  l'utilisateur et/ou le/la patient(e) sont install s.

HR - CROATIAN

INDIKACIJE ZA UPOTREBU: Dijamantna pasta za poliranje estore™ namijenjena je za obnovu estetskog laka na porculanskim, cirkonskim ili kerami kim površinama nakon uklanjanja ortodontske naprave.

UPUTE ZA UPOTREBU:

- Operite cirkonsku, kerami ku ili porculansku površinu vodom.
- Nanesite znatnu količinu proizvoda Restore™ po površini.
- Polirajte pomoću profilacijske šalice ili mekane brusilice.
- Ispirite vodom.

Ponovite postupak za poboljšanje sjaja.

OGRANI ENJE TEMPERATURE:  uvati na sobnoj temperaturi (15-25 C)

OPREZ: NEMOJTE PONOVO UPOTREBLJAVATI AKO DOĐE DO KONTAMINACIJE ŠTRCALJKE. IZBJEGAVAJTE KONTAKT DIJELOVA KOJI SE MOGU VIŠEKRATNO KORISTITI S USTIMA PACIJENTA. KORISTITE NOVE, NEKONTAMINIRANE RUKAVICE. OBUKITE JEDNOKRATNE ZAŠTITNE RUKAVCE/OMOTA E PRIJE SVAKOG PACIJENTA

  Izbjegavajte kontakt s kořom i o ima.

Pacijent i stomatolořko osoblje moraju nositi zařtitne nao ale.

POPULACIJA PACIJENATA: Predviđena populacija pacijenata su djeca i odrasli kojima je potrebno ortodontsko lije enje prema preporuci stomatologa.

KONTRAINDIKACIJE: Pri vrřivanje podataka za pacijente s ugroćenim oralnim zdravljem, kao řto je lořa oralna higijena, parodontna bolest ili ve  prethodno postoj ca dentalna stanja (tj. dekalcikacija, karijesne lezije, veliki nadomjesci) moře pove ati rizik od ořtećenja zuba.

SIGURNO ODLAGANJE U OTPAD: Odlořite sadrřaj i spremnik na mjesto za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisima, ovlaštenog izvođa a za zbrinjavanje opasnog otpada ili na mjesto za prikupljanje, osim praznih  istih spremnika koji se mogu odlagati kao ne- opasni otpad na mjestu za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada.

JAMSTVO: Reliance Orthodontic Products, Inc. preuzima odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaře da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne prihva a odgovornost za bilo kakve řtete ili gubitke, izravne ili posljedi ne, koji proizlaze iz upotrebe ili prikladnosti proizvoda za predviđenu namjenu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

SAMO NA RX: Savezni zakon SAD-a ograni ava kupovinu ovog proizvoda na stomatolořke radnike ili po njihovom nalogu.

OBAVIJEST: Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i nadleřnom tijelu drřave u kojoj korisnik i / ili pacijent ima sjediřte.

HU - HUNGARIAN

ALKALMAZ SI JAVALLATOK: A

Restore™ gy m nt poliroz paszt t porcel n, cirk nium-oxid vagy ker mia fels z nek eszt tiki poliroz sra haszn lj k, a fogsz b lyoz  k sz l k  lt tvolt s t k vet en.

HASZN LATI UTASIT S:

-  bl tse le v z l a cirk nium-oxid, ker mia vagy porcel n fels z nt.
- Vigyen fel b s ges mennyis g  Restore™-t a fels z re.
- Polirozzon egy poliroz  gumiharanggal vagy puha bivalyb rr l.
-  bl tse le v z l.

A csillog s fokoz sa  rdek ben ism telje meg a fenti elj r st

H M RS KLETKORL TOZ S: Szob h m rs kleten (15-25 C) t roland  **VIGY ZAT: NE HASZN LJA  JRA A FECSKEND T, HA AZ SZENNYEZ D TT. KER LJE AZ  JRAFELHASZN LHAT  R SZEK  S A BETEG  RINTKEZ S T. HASZN LJON  J, SZENNYEZ D SMENTES KESZTY KET. ALKALMAZZON ELDOBHAT  V D F LI T/CSOMAGOL T MINDEN EGYES P CIENS EL TT.**

  Ker lje a b rr l vagy szemmel val   rintkez st.

A p ci nsnek  s a fog szati szem lyzetnek egyar nt v d oszem veget kell viselnie.

BETEGCSOPORT: A tervezett betegcsoport gyermekek  s feln ttek, akiknek fogsz b lyoz si kezel sre van sz ks g k, az orvosok  lt l javasolt m don.

ELLENJAVALLATOK: A fogak k rosod s nak kock zat t, p ld ul rossz sz jhigien i val, fog gybetegs gg l vagy m r megl v  fog szati betegs gekkel (p ld ul dekalcik ci , szuvas elv ltoz sok, nagy fogp t l sok) rendelkező betegek l fenn ll  ragaszt s n velheti a fogak k rosod s nak vesz ly t.

BIZTONS GOS  RTALMATLANIT S: A tartalm t  s a tart lyt a helyi, region lis, nemzeti  s/vagy nemzetk zi el  r sok nak megfelel en vesz lyes vagy speci lis hullad kg y jt o ponton, vesz lyes hullad kok  rtalmatlanit s ra enged llyel rendelkező v llalkoz  v gezheti el, vagy gy jt helyen helyezhet  el, k v ve az  res t szta tart lyokat, amelyek nem vesz lyes hullad kk nt, vesz lyes vagy speci lis hullad kg y jt o ponton  rtalmatlan that k.

GARANCIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. v llalja, hogy k cser li a term keket, amennyiben azok hib s nak bizonyul nak. A Reliance Orthodontics Products, Inc. nem v ll l felel ss get semmilyen k zvetlen vagy k vetkezm nyes k r rt vagy veszt s eg rt, amelyek a term k haszn lat b l vagy a rendeltet ss r  felhaszn l sra val  alkalmass g b l sz rmaz nak. Ezzel kapcsolatban minden felel ss g  s kock zat a felhaszn l t terhel.

K Z R LAG ORVOSI RENDELV NYRE: Az Amerikai Egyes lt  llamok sz vets gi t rv nyeinek  rtem ben az eszk z k z r lag fog szati rendelv nyre vagy fogszakorvos r sz re  rt kes thet .

FELS Z LT S: Jelentsen minden s lyos esem nyt a Reliance-nek  s a felhaszn l   s/ vagy a p ci ns leteleped si hely nek megfelel   llam illet kes hat s g inak.

IT - ITALIAN

INDICAZIONI PER L'USO La pasta diamantata lucidante Restore™   utilizzata per il ripristino di una lucidatura estetica su superfici in porcellana, zirconio o ceramica dopo la rimozione dell'apparecchio ortodontico.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Risciacquare la superficie in zirconio, ceramica o porcellana con acqua.
- Applicare Restore™ liberamente sulla superficie.
- Lucidare con una coppetta per profilassi o un panno morbido.
- Risciacquare con acqua.

Ripetere il processo precedente per aumentare la lucentezza.

LIMITI DI TEMPERATURA: Conservare a temperatura ambiente (15-25 C)

ATTENZIONE: NON RIUTILIZZARE IN CASO DI SIRINGA CONTAMINATA. EVITARE IL CONTATTO DELLE PARTI RIUTILIZZABILI CON LA BOCCA DEL PAZIENTE. UTILIZZARE GUANTI NUOVI E NON CONTAMINATI. APPLICARE DELLE COPERTURE PROTETTIVE MONOUSO PER OGNI PAZIENTE.

  Evitare il contatto con pelle e occhi.

Paziente e personale odontoiatrico devono sempre indossare le protezioni ocular.

POPOLAZIONE DI PAZIENTI: La popolazione di pazienti di destinazione   quella pediatrica e degli adulti che necessitano di un trattamento ortodontico secondo le indicazioni cliniche.

CONTROINDICAZIONI: L'incollaggio di elementi in pazienti con una salute orale compromessa, come per esempio scarsa igiene orale, malattia parodontale o condizioni dentali preesistenti (ad es. decalcificazione, lesioni cariose, restauri di grandi dimensioni) pu  aumentare il rischio di danneggiamento ai denti.

SMALTIMENTO SICURO: Smaltire contenuto e contenitore presso un punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformit  con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali, un operatore autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi o un sito di raccolta, ad eccezione dei contenitori vuoti e puliti che possono essere smaltiti come rifiuti non pericolosi.

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilit  per la sostituzione dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosit . Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilit  per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall' idoneit  del prodotto per il suo uso previsto. L'utilizzatore si assume tutti i rischi e le responsabilit  connesse.

SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: STATI UNITI la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

NOTA: segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorit  competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

NL - DUTCH

INDICATIES VOOR GEBRUIK: Restore™ Diamantpolijstpasta is bedoeld voor gebruik bij het herstellen van een esthetische polijstbeurt op porselein, zirkoon of keramische oppervlakken na verwijdering van het orthodontische apparaat.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Spoel het oppervlak van zirkonia, keramiek of porselein af met water.
- Breng Restore™ vrijelijk aan op het oppervlak.
- Polijshten met een proph-cup of een zachte polijststaaf.
- Spoel met water.

Herhaal het bovenstaande proces om de glans te verbeteren.

TEMPERATUURBEPERKING: Opslag bij kamertemperatuur (15-25 C)

LET OP: NIET HERGEBRUIKEN ALS DE SPUIT VERONTREINIGD RAAKT. VERMIJD CONTACT VAN DE HERBRUIKBARE DELEN MET DE MOND VAN DE PATI NT. GEBRUIK NIEUWE, NIET-VERONTREINIGDE HANDSCHOENEN. BRENG VOOR ELKE PATI NT WEGWERPBESCHERMHULZEN/ WIKKELS AAN.

  Vermijd contact met de huid en de ogen.

De pati nt en het tandheelkundig personeel dienen een veiligheidsbril te dragen.

PATI NTENPOPULATIE: De beoogde pati ntenpopulatie bestaat uit kinderen en volwassenen die een orthodontische behandeling nodig hebben op indicatie van klinici.

CONTRA-INDICATIES: Bonding bij pati nten met een slechte mondgezondheid, zoals slechte mondhygi ne, parodontale aandoeningen of reeds bestaande gebitsaandoeningen (d.w.z. ontkalking, carieuze laesies, grote restauraties) kunnen het risico op tandschade verhogen.

VEILIGE VERWIJDERING: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, in

overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving, een erkende afvalverwerker of inzamelplaats voor gevaarlijk afval, behalve voor lege schone containers die als niet-gevaarlijk afval kunnen worden afgevoerd, een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontics Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

ALLEEN RX: VS. De federale wetgeving beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht van een tandarts.

OPMERKING: Ernstige incidenten moeten worden gemeld bij Reliance en de bevoegde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/of de pati nt is gevestigd.

NO - NORWEGIAN

INDIKASJONER FOR BRUK: Restore™ diamantpoleringspasta er tiltenkt for bruk for restaurering av estetisk polering p  overflaten av porselen, zirkonium eller keramikk etter fjerning av ortodontisk restaurasjon.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

- Skyll overflaten av zirkonium, keramikk eller porselen med vann.
- Appliser rikelig med Restore™ p  overflaten.
- Poler med en profylaksekopp eller myk skive.
- Skyll med vann.

Gjenta prosessen over for   forbedre glansen.

TEMPERATUBEGRENSNING: Oppbevares ved romtemperatur (15-25 C) **FORSIKTIG: IKKE BRUK SPR YTEN P  NYTT DERSOM DEN KONTAMINERES. UNNG  KONTAKT MELLOM GJENBRUKSDELER OG PASIENTENS MUNN. BRUK NYE, UKONTAMINERTE HANSKER. BRUK ENGANGS BARRIEREMANSJETTER / DUKER FOR HVER PASIENT.**

  Unng  kontakt med hud og  yne.

Vernebriller skal brukes av pasienten og tannlegepersonalet.

PASIENTGRUPPE: Den tiltenkte pasientgruppen er pediatriske og voksne pasienter som trenger ortodontisk behandling som angitt av klinikere.

KONTRAINDIKASJONER: Bindeanordninger til pasienter med nedsatt munnh le, som d rlig munnhygiene, periodontal sykdom eller eksisterende tanntilstander (dvs. avkalking, karieslesjoner, store restaureringer) kan  ke risikoen for tannskade.

SIKKER AVHENDING: Kast innholdet og beholderen til innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall, i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale forskrifter, en lisensiert leverand r av farlig avfall eller innsamlingssted, med unntak av tomme rene beholdere som kan deponeres som ikke-farlig avfall, et innsamlingssted for farlig eller spesialavfall.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. anerkjenner sitt ansvar for   erstatte produkter hvis de viser seg   v re defekt. Reliance Orthodontics Products, Inc. p tar seg ikke ansvar for skader eller tap, direkte eller f lgeskader, som stammer fra bruk av eller egnethet til produktet for dets tilskilte bruk. Brukeren p tar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

BARE RX: F deral lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

MERKNAD: Rapporter alvorlige hendelser til Reliance og ansvarlig tilsynsmyndighet i landet der brukeren og/eller pasienten er hjemmeh rende.

PL - POLISH

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Diamentowa pasta polerska Restore™ jest przeznaczona do przywracania estetycznego wygl du powierzchni porcelanowych, cyrkonowych lub ceramicznych po zdjeciu aparatu ortodontycznego.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

- Spluka  wod  powierzchnię cyrkonow , ceramiczn  lub porcelanow .

- Na regenerowan  powierzchnię nałożyć dowoln  iloř pasty Restore™.
- Polerowa  z użyciem gumki polerskiej lub g bki polerskiej.
- Spluka  wod .

Powt rzy  powyřszy proces, aby zwi kszy  polysk.

OGRANICZENIE TEMPERATURY: Przechowywa  w temperaturze pokojowej (15–25 C).

PRZESTROGA: NIE UŻYWA  PONOWNIE. JEŐLI STRZYKAWKA ZOSTANIE ZANIECZYSZCZONA. UNIKA  KONTAKTU CZ ŚCI WIELOKROTNEGO UŻYTKU Z USTAMI PACJENTA. UŻYWA  NOWYCH. NIESKAŻONYCH REKAWICZEK. PRZED KAŻDYM PACJENTEM ZAKŁADA  JEDNORAZOWE R KAWY / OPASKI BARIEROWE.

  Unika  kontaktu ze sk r  i oczami.

Pacjent i personel stomatologiczny powinni nosić okulary ochronne.

POPULACJA PACJENT W: Przewidywana populacja pacjent w to pacjenci pediatryczni oraz doroőli, wymagaj cy leczenia ortodontycznego zgodnie ze wskazaniami lekarza.

PRZECIWWSKAZANIA: Klejenie zaczep w u pacjent w ze złym stanem zdrowia jamy ustnej, jak na przyk d niewystarczaj c  higien  jamy ustnej, chorobami przy bia lub istniej cymi wcześnieiej stomatologicznymi stanami chorobowymi (np. odpawienie, zmiany pr chnicze, duře odbudowy) moře zwi kszy  ryzyko uszkodzenia z b w.

BEZPIECZNA UTYLIZACJA: Zawartoř oraz pojemnik naleřy usuwa , korzystaj c z punkt w zbi rki odpad w niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub mi dzynarodowymi, za poőrednictwem licencjonowanego podmiotu zajmuj cego si  utylizacj  odpad w niebezpiecznych lub odpowiedniego punktu zbi rki, z wyj tkiem pustych, czystych pojemnik w, k tre mog  by c utylizowane jako odpady inne niř niebezpieczne, w punkcie zbi rki odpad w niebezpiecznych lub specjalnych.

GWARANCJA: Firma Reliance Orthodontic Products, Inc. odpowiada za wymian  produkt w w przypadku stwierdzenia ich wadliwoőci. Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialnoőci za jakiegokolwiek szkody lub straty bezpoőrednie lub w t rne wynikaj ce z uřycia lub braku mořliwoőci uřycia produkt w w spos b zgodny z przeznaczeniem. Użytkownik ponosi wszelk  odpowiedzialnoř  i ryzyko z tym zwi zane.

PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPTĘ: Amerykańskie prawo federalne ogranicza sprzedař tego wyrobu przez lekarza dentyst  lub na jego zlecenie.

UWAGA: Wszelkie pow żne zdarzenia naleřy zgłasza  firmie Reliance oraz w siciwemu organowi państwa, w k t r m uřytkownik i/lub pacjent przebywa.

PT - PORTUGUESE

INDICA  ES DE USO: A pasta de polimento diamante Restore™ destina-se   restaura  o de um polimento est tico em superf cies de porcelana, zirc nio ou cer mica, ap s a remo  o do aparelho ortod ntico.

INSTRU  ES DE USO:

- Lave a superf cie de zirc nio, cer mica ou porcelana com  gua.
- Aplique Restore™ generosamente sobre a superf cie.
-  a a a profilaxia com uma ta a de Profilaxia ou uma polpa macia.
- Enx gue com  gua.

Repita o processo acima para aumentar o brilho.

LIMITA  O DE TEMPERATURA: Armazene a temperatura ambiente (15-25 C) **CUIDADO: N O REUTILIZE SE A SERINGA FICAR CONTAMINADA. EVITE O CONTATO DAS PARTES REUTILIZ VEIS COM A BOCA DO PACIENTE. USE LUVAS NOVAS E N O CONTAMINADAS. APLIQUE MANGAS DE BARREIRA DESCART VEIS ANTES DE CADA PACIENTE.**

  Evite o contato com a pele e os olhos.

O paciente e a equipa de odontologia devem utilizar  culos de prote  o.

POPULA  O DE PACIENTES: A popula  o de pacientes prevista   uma popula  o pedi trica e adulta que requer tratamento ortod ntico conforme indicado pelos m dicos.

CONTRAINDICA  ES: A colagem de acess rios em pacientes com sa de oral comprometida, como higiene oral insuficiente, doen a periodontal ou problemas dent rios preexistentes (ou seja, decalifica  o, les es cariosas, grandes restaura  es) pode aumentar o risco de danos dent rios.

ELIMINA  O SEGURA: Eliminar os conte dos e o recipiente num ponto de recolha de res duos perigosos ou especiais, de acordo com os regulamentos locais, regionais, nacionais e/ ou internacionais, num ponto de recolha ou empresa de elimina  o de res duos perigosos contratada, exceto recipientes vazios e limpos que possam ser eliminados como res duos n o perigosos, num ponto de recolha de res duos perigosos ou especiais.

GARANTIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. reconhece a sua responsabilidade em substituir os produtos em caso de comprova  o de defeitos. A Reliance Orthodontics Products, Inc. n o aceita responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequentes, decorrentes do uso ou adequa  o do produto ao seu uso pretendido. O usu rio assume todos os riscos e responsabilidades nas conex es com eles.

VENDA SOB PRESCRI  O: A lei federal dos EUA restringe este dispositivo   venda por ou a pedido de um profissional odontol gico.

AVISO: Relate qualquer incidente grave   Reliance e   autoridade competente do estado em que o usu rio e/ou paciente estiver estabelecido.

RO - ROMANIAN

INDICA II DE UTILIZARE: pasta de lustruit cu diamant Restore™ este utilizat  pentru restaurarea estetic  a suprafe elor de porţelan, zirconiu sau ceramic  dup   ndep rtarea aparatului ortodontic.

INSTRUC IUNI DE UTILIZARE:

- Cl tiţi suprafa a de zirconiu, ceramic  sau porţelan cu ap .
- Aplicaţi Restore™ pe suprafa  .
- Lustruiţi cu un polipant sau un tampon moale.
- Cl tiţi cu ap .

Repetati procesul de mai sus pentru a  mbun taţi luciu.

LIMITE DE TEMPERATUR : a se p stra la temperatura camerei (15-25  C)

ATEN IE: NU REUTILIZA I DAC  SERINGA SE CONTAMINEAZ . EVITA I CONTACTUL P R ILOR REUTILIZABILE CU GURA PACIENTILOR. UTILIZA I M NUŐI NOI, NECONTAMINATE. APLICA I PROTECT II DE UNIC  FOLOSIN , M NŐANE/FOLII,  NAINTE DE TRATAREA FIEC RUI PACIENT.

  Evita i contactul cu pielea  i ochii.

Este necesar  purtarea ochelarilor de protec ie de c tre pacient  i personalul cabinetului stomatologic.

POPULA IA DE PACI NTI: Popula ia de pacien i vizat  este reprezentat  de copii   adul i care necesit  tratament ortodontic, conform indica iilor medicilor.

CONTRAINDICA II: Aplicarea adezivilor la pacien ii cu o s n tate oral  precar , cum ar fi igiena oral  precar , boala parodontal  sau afec iuni dentare preexistente (de exemplu, decalificiere, leziuni carioase, tratamente complexe) poate creőte riscul de deteriorare a din ilor.

ELIMINARE SIGUR : Elimina i con inutul  i recipientul la un punct de colectare a deeurilor periculoase sau speciale,  n conformitate cu reglement rile locale, regionale, na ionale  i/ sau interna ionale, de un contractant autorizat pentru eliminarea deeurilor periculoase sau la un loc de colectare, cu excep ia recipientelor goale   curate care pot fi eliminate ca deeururi nepericuloase, la un punct de colectare a

deeurilor periculoase sau speciale.

GARAN IE: Reliance Orthodontic Products, Inc.  işi recunoaőte responsabilitatea de a  nlocui produsele dac  se dovedesc a fi defecte. Reliance Orthodontics Products, Inc. nu  işi asum  r spunderea pentru daunele sau pierderile, directe sau pe cale de consecin , care rezult  din utilizarea sau compatibilitatea produselor  n scopurile prev zute. Utilizatorul  işi asum  toate riscurile  i r spunderile  n aceast  privin .

NUMAI CU PRESCRIPTIE PENTRU UTILIZARE PROFESIONAL : legea federal  din SUA restric ioneaz  v nzarea acestui dispozitiv de c tre sau la recomandarea unui specialist stomatolog.

 NSTIINTARE: Raporta i orice incident grav c tre Reliance  i autoritatea competent  din statul  n care utilizatorul  i/sau pacientul  işi are domiciliul.

SV - SWEDISH

INDIKATIONER F R ANV NDNING: Restore™ Diamond Polishing Paste  r avsedd att anv ndas f r att f a en estetisk yta p  p rslin, zirkonium eller keramik efter borttagning av tandst llning.

BRUKSANVISNING:

- Sk lj zirkonium-, keramik- eller p rslyntan med vatten.
- Applicera rikligt med Restore™ p  ytan.
- Polera med polerkopp eller mjuk polerduk.
- Sk lj med vatten.

Upprepa processen ovan f r att f rb ttra glansen.

TEMPERATUBEGR NSNING: F rvara vid rumstemperatur (15-25 C).

VARNING:  TER NV ND INTE KONTAMINERAD SPRUTA, UNDVIK ATT VIDR RA DE  TER NV NDBARA DEL RNA MED PATIENTERNS MUN. ANV ND NYA, ICKE-KONTAMINERADE H NSDKAR. S TT P  NYA HYGIESKYDD F R VARJE PATIENT.

  Undvik kontakt med hud och  gon.

Skyddsglas gen ska anv ndas av patienten och tandr dspersonal.

PATIENTGRUPP: Den avsedda patientgruppen  r pediatrisk  och vuxna patienter som beh ver ortodontisk behandling per indikation av l kare.

KONTRAINDIKATIONER: Att anv nda f sten med bindmedel p  patienter med neds