

  
RELIANCE ORTHODONTIC PRODUCTS, INC.  
1540 W. Thorndale Avenue,  
Itasca, IL 60143 USA  
1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only  
RelianceOrthodontics.com

 RelianceOrthodontics.com

 ITC TRANSLATIONS  
ITC USA  
2000 PGA Blvd., Suite 4440  
Palm Beach Gardens, FL 33408

 EC REP MD

**EMERGO EUROPE**  
Westervoortseindj 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

**AUSTRALIAN SPONSOR**  
**EMERGO AUSTRALIA**  
Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex St, Sydney, NSW 2000, Australia

**U.K. PERSON RESPONSIBLE**  
**EMERGO CONSULTING (UK) LIMITED**  
c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge  
CB24 9BZ  
England, United Kingdom

**SWITZERLAND AUTHORIZED REPRESENTATIVE**  
MedEnvoy Global BV  
Leidschendam-Voorburg, Zug Branch Office  
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, Switzerland



**RELIAMOLD®**  
**MINI MOLDS**

## INSTRUCTIONS FOR USE

 V2 OCT.2023  
1639

 **RELIANCE®**  
ORTHODONTIC  
PRODUCTS



SCAN FOR MORE INFORMATION

### EN - ENGLISH

**INDICATIONS FOR USE:** ReliaMolds are malleable, single-use molds designed to adapt to tooth structure to form various types of composite for functional Orthodontic treatment.

**PERFORMANCE INDICATOR:** Accurately forms composite as described.

### INSTRUCTIONS FOR USE

**PROPHYLAXIS:** Prophy the enamel surface. Rinse and dry thoroughly.

**ETCH:** Etch the enamel surface, rinse and dry.

**APPLICATION:** Apply a thin coat of Assure Plus and lightly dry (tack light curing at this stage can help reduce mold drift). With an instrument, hold the male end of molds. Fill mold cavity with desired light cure material (FlowTain, LCR, GoTo) and place on tooth surface gently. (Note: if the intention is to bond to a thermoformed aligner, Bond Aligner must be used) Cure for the appropriate duration according to specific light intensity.

**PRECAUTIONS:** Unpolymerized resins may cause skin sensation in susceptible persons. In case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water. If accidentally instilled into eye, flush with copious amounts of water and seek medical attention immediately.

Contact with other tissues: rinse spill area immediately with copious amounts of water for several minutes.

**⚠ Use of UV, halogen and LED curing lights can be associated with eye damage. The patient, doctor and the assistant should wear properly designed protective eyewear when using these light curing devices.**

**② Do not reuse.**

**⚠ Keep away from sunlight.**

**PATIENT POPULATION:** The intended patient population is pediatric and adults requiring orthodontic treatment as indicated by clinicians.

**CONTRAINDICATIONS:** Bonding attachments to patients with compromised oral health, such as poor oral hygiene, periodontal disease, or preexisting dental conditions (i.e., decalcification, carious lesions, large restorations) can increase the risk of tooth damage.

**SAFE DISPOSAL:** Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation, a licensed hazardous-waste disposal contractor or collection site except for empty clean containers which can be disposed of as non-hazardous waste, a hazardous or special waste collection point.

**WARRANTY:** Reliance Orthodontic Products, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc. does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connections therewith.

**RX ONLY:** U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

**NOTICE:** Report any serious incident to Reliance and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.

**TO REORDER:** #RMK, #RMBR3, #RMBR5, #RBMU, #RMC, #RMH, #RMMP, #RMWB, #RMWBS, #RMT, #BHA

### BG - BULGARIAN

**ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:** ReliaMolds са ковки матрици за еднократна употреба, предназначени да се приспособят към структурата на зъба, за да оформят различни видове композитни вещества за функционално ортодонтичко лечение.

### ИНДИКАТОР ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО:

Прекиенно оформя композитното вещество, както еписано.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

**ПРОФИЛАКТИКА:** Профилактирайте емайловата повърхност. Промийте и подсушете щатено.

**ЕЦВАНЕ:** Ецвайте емайловата повърхност, промийте и подсушете.

**ПРИЛАГАНЕ:** Нанесете тънко покритие от Assure Plus и леко изсушете (неко фотополимеризиращо припълването на матрицата). С инструмент задръжте мъжкия край на матриците. Запълнете вътрешността на матрицата със желаната фотополимерен материал (FlowTain, LCR, GoTo)

и внимателно я поставете върху повърхността на зъба. (Забележка: ако цепта е бондиране на термоформован алайнър, трябва да се използва Bond Aligner) Облечете за определеното време в съответствие със зададената сила на светлината.

**ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:** Неполимеризираните смоли могат да причинят кожна чувствителност при податливи лица. В случаи на контакт с кожата, измийте щатено със сапун и вода. При случайно попадане в окото, промийте с обилни количества

вода и незабавно потърсете медицинска помощ. Контакт с други тъкани: незабавно промийте зоната на разлив с обилни количества вода за няколко минути.

**⚠ Употребата на UV, халогенни и светодиодни LED фотополимерни лампи може да бъде съзвършана с увреждана на очите. Пациентът, лекарят и асистентът трябва да носят предпазни очила с подходящ дизайн, като го се използва тези фотополимерни лампи.**

**② Не използвайте повторно.**

**⚠ Дръжте далеч от сънчева светлина.**

**ПАЦИЕНТНА ПОПУЛАЦИЯ:** Целевата популация пациенти е педиатрична и възрастна, нуждаеща се от ортодонтичко лечение съгласно посочено от клиниките.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** Залепването на приставки при пациенти с компрометирано орално здраве, като поча орална хигиена, пародонтално заболяване или съществуващи зъбни заболявания (напр. декалцификация, кариизи лезии, големи реставрации) може да повиши риска от увреждане на зъбите.

**БЕЗОПАСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ:** Изхвърляйте съдържанието и съда в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби, при лицензиран изпълнител за обезвреждане на опасни отпадъци или място за събиране, с изключение на грязни чисти съдове, които могат да се изхвърлят како неопасни отпадъци, пункт за събиране на опасни или специални отпадъци.

**⚠ Use of UV, halogen and LED curing lights can be associated with eye damage. The patient, doctor and the assistant should wear properly designed protective eyewear when using these light curing devices.**

**② Do not reuse.**

**⚠ Keep away from sunlight.**

**PATIENT POPULATION:** The intended patient population is pediatric and adults requiring orthodontic treatment as indicated by clinicians.

**CONTRAINDICATIONS:** Bonding attachments to patients with compromised oral health, such as poor oral hygiene, periodontal disease, or preexisting dental conditions (i.e., decalcification, carious lesions, large restorations) can increase the risk of tooth damage.

**SAFE DISPOSAL:** Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation, a licensed hazardous-waste disposal contractor or collection site except for empty clean containers which can be disposed of as non-hazardous waste, a hazardous or special waste collection point.

**WARRANTY:** Reliance Orthodontic Products, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc. does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connections therewith.

**RX ONLY:** U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

**NOTICE:** Report any serious incident to Reliance and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.

**TO REORDER:** #RMK, #RMBR3, #RMBR5, #RBMU, #RMC, #RMH, #RMMP, #RMWB, #RMWBS, #RMT, #BHA

### CS - CZECH

**INDIKACE K POUŽITÍ:** ReliaMolds jsou tvarovatelné jednorázové formy navržené tak, aby se přizpůsobily struktuře zuba a bylo možno vytvárat různé typy kompozitu pro funkční ortodontickou lečebo.

**INDIKÁTOR ÚČINNOSTI:** Přesně tvaruje kompozit podle popisu.

### NAVÓD K POUŽITÍ

**PROFYLAXE:** Profylakticky ošetřete povrch skloviny. Opláchněte a kladíte osušte.

**LEPTÍN:** Leptejte povrch skloviny, opláchněte a osušte.

**APLIKACE:** Naneste tenkou vrstvu Assure Plus a mírně osušte (použijte vytváracího světla v této fázi může pomoci omezit posun formy). Pomoci nástroje přidřízte henholdem.

Naplňte dutinu formy materiálem tuhnoucím na světlo (FlowTain, LCR, GoTo) a jemně položte na povrch zuba. (Poznámká: Je-li zářímeček přiléhavý k vyráběnému tvarování tepla, je nutno použít Bond Aligner).

Použijte vytvárací světlo v závislosti na konkrétní intenzitě světla. Opatrňte sloupnice z formy a nechte polymerizovaný přilínavý nástavec na povrchu zuba. V případě nutnosti odstraňte jakýkoli přelisek pomocí zařízení nebo rotačního nástroje.

**OPATŘENÍ:** Nepolymerizovaný pryskyřice mohou u vnitřních osob způsobit senzibilizaci kůže. V případě kontaktu s kůží kladně omylem můžete způsobit odcisk na povrchu zuba.

**⚠ Používání UV, halogenových a LED vytváracích (polymerizačních) světel může být spojeno s poškozením očí. Pacient, lečák a**

asistent by měli nosit správné ochranné brýle.

**② Nepoužívejte opakováně.**

**⚠ Udržujte mimo dosah slunečního svitu.**

**POPLAČEK PACIENTŮ:** Prostředek je určen pro pediatrické a dospělé pacienty vyžadující ortodontický zákon. Obecně je potřeba čekat na vytváracího světla a ihned vyhledat lečářskou pomoc. Kontakt s ostatními tkáněmi: zasaženou oblast ihned oplachujte velkým množstvím vody po dobu několika minut.

**⚠ Používání UV, halogenových a LED vytváracích (polymerizačních) světel může být spojeno s poškozením očí. Pacient, lečák a**

asistent by měli nosit správné ochranné brýle.

**② Nepoužívejte opakováně.**

**⚠ Udržujte mimo dosah slunečního svitu.**

**KONTRAINDIKACE:** Lepení zubních náhrad pacientům s horším zdravotním stavem ústní dutiny, jako je špatná ústní hygiena, parodontální onemocnění nebo již existující Zubní potíže (např. odvápnění, kazivé léze, velké výplňky), může zvýšit riziko poškození zubů.

**BEZPEČNÁ LIKVIDACE:** Obsah a obal odevzdějte na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy, licencovanému poskytovateli služeb likvidace nebezpečného odpadu nebo

sébřém středisku, s výjimkou prázdných čistých nádob, které lze likvidovat jako odpad, který není nebezpečný, likvidujte využitý materiál předáním na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu.

**ZÁRUKA:** Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. uznává svou odpovědnost za výměnu produktu, pokud se ukáže, že jsou vadné. Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztrátu, případně neobsažené, vypříčiněny použitím Bond Aligner. Před použitím je uživatel zodpovědný za určení vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel pěří před růžkou veškeré riziko a odpovědnost v souvislosti s tím.

**POUZE NA LÉKÁRSKÝ PŘEPIS:** US Federální zákon mezuje prodej tohoto zařízení na zubní lečáka nebo na jeho objednávku. Používání tohoto zařízení na zubní lečáka nebo na jeho objednávku je neplatné.

**VORSICHTSMASSNAHMEN:** Nicht polymerisierte Harze können bei empfindlichen Personen Hautreizungen verursachen. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei versehentlichem Kontakt mit dem Auge mit reichlich Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Kontakt mit anderen Geweben: Spülten Sie den kontaminierten Bereich sofort mehrere Minuten lang mit reichlich Wasser ab.

**DA - DANISH**

**INDIKATIONER:** ReliaMolds er formbare engangsform, der er designet til at tilpasses sig tandstrukturen for at forme forskellige kompositer til funktionel ortodontisk behandling. **PRÆSTATIONSSINDIKATOR:** Former kompositen nøjagtig som beskrevet.

**BRØFSANVISNING:**

**PROFYLAKSE:** Rengør emajleoverfladerne profilaktisk. Skyl, og tør omhyggeligt.

**ÆTSNING:** Åls emaljeoverfladen, skyl og tør.

**ANVENDELSE:** Påfør et tynd lag Assure Plus og lad det torre let (på dette stadium kan lyshærdning hjælpe til at mindske, at formen rykker sig). Hold i formens henhold med et instrument. Fyl formens hulning med ønsket lyshærdende materiale (FlowTain, LCR, GoTo) og anbring den forsigtigt på tandoverfladen. (B

